



DESCRIPTION

- Contient:
 - 2 prothèses mammaires externes
 - 1 seringue de 50 ml
- Prothèses mammaires externes, à remplir par le patient (avec de l'eau)
- Remplissage avec seringue de 50 ml, fournie
- Utilisation de plusieurs semaines avec le port d'un soutien-gorge

INDICATIONS

- Toutes augmentations mammaires
- Toutes corrections asymétriques

AVANTAGES

- Le patient **choisit** sa future taille
- Le patient peut **visualiser** ce qu'il/elle aura et **évaluer** les réactions de son entourage (amis, collègues,..) avant la chirurgie afin de l'aider pour prendre une décision.
- La décision peut être prise après quelques **semaines « d'essai »** au lieu de quelques minutes.
- **Simple** pour mesurer le volume grâce à l'utilisation de la seringue.
- Le patient aura moins peur avant la chirurgie car il/elle aura une idée plus claire du **résultat attendu**.
- Plus facile pour le **chirurgien** car le patient aura pris la décision de la taille.

HOW AND WHERE TO ORDER

If you want to order **B-Sizer**:

- Ask your plastic surgeon
- E-mail us: info@b-sizer.be